

# IOSMacBrainLinkProSDKSPECIALEdit

---

## on V1.3.3

Date: 0812 2022

Author: Liang Fang

SDK Version: 1.3.3

MCU: 4.201

## 更新记录:

1. V1.3.3 增加新的蓝牙数据字段 HRV
2. V1.3.1 增加新的蓝牙数据字段 temperature 和 heartrate
3. V1.3 修复 iOS13.5 系统回连失败的 bug, 同时支持 iOS 和 macOS
4. V1.2 支持多连接或单连接
5. V1.0 支持单连接

## 目录

---

|  |    |
|--|----|
| IOSMacBrainLinkProSDKSpecialEditon V1.3.3.....         | 1  |
| IOSMacBrainLinkProSDKSpecialEditon 开发指南.....           | 4  |
| 介绍.....  | 4  |
| 你的第一个项目: IOS_HZLBlue4Demo.....                         | 5  |
| IOSMacBrainLinkProSDKSpecialEditon V1.3.3 API 参考 ..... | 11 |
| HZLBlueData 参考 .....                                   | 11 |
| Blue4Manager 参考 .....                                  | 13 |

# IOsMacBrainLinkProSDKSPECIALEDITON 开发指南

---

## 介绍

本指南将教你如何使用 IOsMacBrainLinkProSDKSPECIALEDITON 从宏智力公司的硬件中获取脑电波数据。这将使您的 iOS 应用程序能够接收和使用脑电波数据，如 BLEMINDEX 和 BLEGRAVITY，您可以通过蓝牙，宏智力公司的硬件，和文件资源 IOsMacBrainLinkProSDKSPECIALEDITON 来获取它们。

### 功能:

接收脑电波数据。同一时刻可以连接一个或多个蓝牙设备。

### 文件包含:

- API 参考(此文档)
- SDK 静态库和头文件
- IOsMacBrainLinkProSDKSPECIALEDITON V1.3.3.a
- HZLBlueData.h
- Blue4Manager.h
- IOS\_HZLBlue4Demo/ Mac\_HZLBlue4.0Demo

### 支持的硬件设备:

- 有电量的数据格式
  - BrainLink\_Pro
  - Jii

### 支持的 iOS / macOS 版本:

- iOS 9.0 + / macOS 10.10+


## 你的第一个项目: IOS\_HZLBlue4Demo

### 第一步:

1.1 在 Xcode 项目里 TARGETS – Build Phases 导入 IOS 系统框架库如下


- CoreBluetooth.framework

如图:




在 Info.plist 里添加蓝牙权限 (IOS13 需要添加蓝牙权限 Privacy - Bluetooth Always Usage Description, Privacy - Bluetooth Peripheral Usage Descriptio)


如图:



在TARGETS Build Settings中的link-->Other Linker Flags 中加入: -ObjC



1.2 如果你想让蓝牙可以在后台运行, 请如下设置, 不需要则不必设置  
如图:



## 第二步:

导入头文件

```
#import "HZLBlueData.h"
#import "Blue4Manager.h"
```

功能: 接收数据

//蓝牙连接

```
NSArray *blueNames = @[@"BrainLink",@"BrainLink_Pro",@"jii@jii-***"];
[Blue4Manager logEnable:YES];
[[Blue4Manager sharedInstance] configureBlueNames:blueNames ableDeviceSum:6];
```

//连接蓝牙成功回调

```
__weak FactoryViewController *weakSelf = self;
[Blue4Manager sharedInstance].blueConBlock = ^( NSString *markKey){
    //判断连接的设备 123456 分别对应 ABCDEF
    if ([markKey isEqualToString:@"1"]) {
        NSLog(@"A 设备蓝牙连接成功");
    }
    .....
    else if ([markKey isEqualToString:@"6"]){
        NSLog(@"F 设备蓝牙连接成功");
    }
}
```

```
};
```

//蓝牙断开回调

```
[Blue4Manager sharedInstance].blueDisBlock = ^( NSString *markKey){
```

```
    //判断断开的设备
```

```
    if ([markKey isEqualToString:@"1"]){
```

```
        NSLog(@"A 设备蓝牙断开");
```

```
    }
```

```
    .....
```

```
    else if ([markKey isEqualToString:@"6"]){
```

```
        NSLog(@"F 设备蓝牙断开");
```

```
    }
```

```
}
```

```
};
```

//蓝牙数据回调

```
[Blue4Manager sharedInstance].hzbBlueDataBlock_A = ^(HZLBlueData *blueData, BlueType conBT,
BOOL isFalseCon) {
```

```
    if (conBT == BlueType_Pro) {
```

```
        if (blueData.bleDataType == BLEMIND) {
```

```
            NSString *hrvStr = @"";
```

```
            if (blueData.HRV != nil) {
```

```
                for (int i = 0; i < blueData.HRV.count; i++) {
```

```
                    if(i >= 1){
```

```
                        hrvStr = [hrvStr stringByAppendingString:[NSString
stringWithFormat:@"%dms",[blueData.HRV[i] intValue]]];
```

```
                    }else{
```

```
                        hrvStr = [hrvStr stringByAppendingString:[NSString
stringWithFormat:@"%dms",[blueData.HRV[i] intValue]]];
```

```
                    }
```

```
                }
```

```
            }
```

```
            weakSelf.ALabl.text = [NSString stringWithFormat:@"sigal:%d att:%d med:%d ele:%d
ap:%d del:%d theta:%d lowAlp:%d highAlp:%d lowBe:%d highBe:%d lowGa:%d highGa:%d version:%@
grid=%@temp=%@,heartRate=%@,hrvStr=%@",blueData.signal,blueData.attention,blueData.meditati
on,blueData.batteryCapacity,blueData.ap,blueData.delta,blueData.theta,blueData.lowAlpha,blueData.
highAlpha,blueData.lowBeta,blueData.highBeta,blueData.lowGamma,blueData.highGamma,blueData
.hardwareVersion,blueData.grind,blueData.temperature, blueData.heartRate, hrvStr];
```

```
//信号值为 0 即佩戴了蓝牙设备
```

```
//注：如果连接了蓝牙设备而未佩戴，信号值为大于 0 且小于或等于 200
```

```
if(blueData.signal == 0){
```



```

        weakSelf.ASignalIV.image = [UIImage
imageNamed:@"signal_zhengChang"];
    }else{
        weakSelf.ASignalIV.image = [UIImage imageNamed:@"signal3.png"];
    }
}
else if (blueData.bleDataType == BLEGRAVITY) {
    weakSelf.ACirlceLabl.text = [NSString stringWithFormat:@"%x:%d y:%d
z:%d",blueData.xvlaue,blueData.yvlaue,blueData.zvlaue];
}
else if (blueData.bleDataType == BLERaw) {
    weakSelf.ARawLabl.text = [NSString stringWithFormat:@"raw:%d
eye:%d",blueData.raw,blueData.blinkeye];
}
}
else if (conBT == BlueType_Jii){
    if (blueData.bleDataType == BLEMIND) {
        weakSelf.ALabl.text = [NSString stringWithFormat:@"sigal:%d att:%d med:%d
ele:%d
ap:%d",blueData.signal,blueData.attention,blueData.meditation,blueData.batteryCapacity,blueData.ap
];

        //信号值为 0 即佩戴了蓝牙设备
        //注：如果连接了蓝牙设备而未佩戴，信号值为大于 0 且小于或等于 200
        if(blueData.signal == 0){
            weakSelf.ASignalIV.image = [UIImage
imageNamed:@"signal_zhengChang"];
        }else{
            weakSelf.ASignalIV.image = [UIImage imageNamed:@"signal3.png"];
        }
    }
}
else if (conBT == BlueType_Lite) {
    if (blueData.bleDataType == BLEMIND) {
        weakSelf.ALabl.text = [NSString stringWithFormat:@"sigal:%d att:%d
med:%d del:%d theta:%d lowAlp:%d highAlp:%d lowBe:%d highBe:%d lowGa:%d
highGa:%d",blueData.signal,blueData.attention,blueData.meditation,blueData.delta,blueData.t
heta,blueData.lowAlpha,blueData.highAlpha,blueData.lowBeta,blueData.highBeta,blueData.lo
wGamma,blueData.highGamma];

        //信号值为 0 即佩戴了蓝牙设备
        //注：如果连接了蓝牙设备而未佩戴，信号值为大于 0 且小于或等于
200
        if(blueData.signal == 0){
            weakSelf.ASignalIV.image = [UIImage
imageNamed:@"signal_zhengChang"];
        }else{
            weakSelf.ASignalIV.image = [UIImage

```

```
        imageNamed:@"signal3.png"];
    }
}
else if (blueData.bleDataType == BLERaw) {
    weakSelf.ARawLabl.text = [NSString stringWithFormat:@"raw:%d
eye:%d",blueData.raw,blueData.blinkeye];
}
}

if (isFalseCon) {
    NSLog(@"A 设备假连接");
}
};

.....

[Blue4Manager sharedInstance].hzlblueDataBlock_F = ^(HZLBlueData *blueData, BlueType conBT,
BOOL isFalseCon) {
    .....
};

[[Blue4Manager sharedInstance] connectBlue4];

// 主动断开蓝牙
[[Blue4Manager sharedInstance] disconnectBlue4];
```

## HZLBlueData 参考

### Overview

该类是数据模型

### Enum

```
typedef enum : NSUInteger {
    BlueType_NO = 0,
    BlueType_Lite,
    /*连接的是 BrainLink_Lite 数据格式设备 ,有 BLEMIND、BLERaw 类型数据 */
    BlueType_Pro,
    /*连接的是 BrainLink_Pro 数据格式设备, 有 BLEMIND、BLEGRAVITY、BLERaw 类型数据 */
    BlueType_Jii,
    /*连接的是 Jii*/
}BlueType;

typedef NS_ENUM(NSUInteger,BLEDATATYPE){
    BLEMIND    =    0,           //脑波数据
    BLEGRAVITY,           //重力数据
    BLERaw,           //Raw 眨眼数据
};
```

### 脑波数据:

- signal, 设备佩戴质量
- attention, 专注度
- meditation, 放松度
- delta,
- theta,
- lowAlpha,
- highAlpha,
- lowBeta,
- highBeta,
- lowGamma,
- highGamma,
- ap, 喜好度
- batteryCapacity, 电池电量百分比
- hardwareVersion, 设备固件版本

- grind 眨眼
- temperature 温度
- heartrate 心率
- HRV 心率变异性

#### 重力数据:

- xvlaue,
- yvlaue,
- zvlaue

#### Raw 眨眼数据:

- raw,
- blinkeye

#### 注释:

连接 Jii, 只有 signal, attention, meditation, batteryCapacity, ap

连接 BrainLink\_Lite, 只有 signal, attention, meditation, delta, theta, lowAlpha, highAlpha, lowBeta, highBeta, lowGamma, highGamma, raw, blinkeye

#### Instructions of some Instance Property

- signal:信号值。当信号为 0, 表示已经戴好, 当信号值为大于 0 且小于等于 200, 表示硬件和手机通过蓝牙已经连接
- batteryCapacity: 电池容量百分比
- ap: 喜好度
- hardwareVersion: 硬件版本。第一个版本值为 255, 当你更新硬件成功后, 硬件的版本值将会变小
- xvlaue: 重力传感器 X 轴值 前后摆动 俯仰角
- yvlaue: 重力传感器 Y 轴值 左右摆动 偏航角
- zvlaue: 重力传感器 Z 轴值 翅膀摆动 滚转角

## Blue4Manager 参考

### Overview

该类处理宏智力硬件与蓝牙设备之间的交互

### Instance Property

#### 蓝牙连接成功的回调

```
@property (nonatomic,copy)Blue4Connect blueConBlock;
```

#### 蓝牙断开回调

```
@property (nonatomic,copy) BlueConnectdismiss blueDisBlock;
```

Note: 蓝牙设备按照连接顺序依次为 A B C D E F。

使用如上方式，比如有6个数据回调( hzlblueDataBlock\_A,hzlblueDataBlock\_B .....), 是为了保证数据的独立性，各个设备间的数据可以同时接受，互不影响。

蓝牙4.0设备最多可以连接6个，可以连接6个但是连接成功比较难。

如果要使用单连接，ableDeviceSum传入参数为1，只调用hzlblueDataBlock\_A即可。

#### 各个设备的数据回调

```
@property(nonatomic,copy)Blue4DataBlock hzlblueDataBlock_A;  
@property(nonatomic,copy)Blue4DataBlock hzlblueDataBlock_B;  
@property(nonatomic,copy)Blue4DataBlock hzlblueDataBlock_C;  
@property(nonatomic,copy)Blue4DataBlock hzlblueDataBlock_D;  
@property(nonatomic,copy)Blue4DataBlock hzlblueDataBlock_E;  
@property(nonatomic,copy)Blue4DataBlock hzlblueDataBlock_F;
```

#### 各个设备连接状态

```
@property (nonatomic,assign)BOOL connected_A;  
@property (nonatomic,assign)BOOL connected_B;  
@property (nonatomic,assign)BOOL connected_C;  
@property (nonatomic,assign)BOOL connected_D;  
@property (nonatomic,assign)BOOL connected_E;  
@property (nonatomic,assign)BOOL connected_F;
```

### Method

#### 是否打印 log 默认不打印

```
+ (void)logEnable:(BOOL)enable;
```

#### 初始化(单例)

```
+ (instancetype)shareInstance;
```

## 连接配置

### 参数说明：

blueNames: 可以连接的设备名称（蓝牙 4.0 设备）

```
NSArray *blueNames = @[@"BrainLink",@"BrainLink_Pro",@"jii@jii-***"];
```

1.jii@jii-表示可连接带 jii-前缀的设备名称 有 jii@表示是 jii 设备 @后面是设备名称 \*\*\*表示前缀相同即可

/\*! @brief 连接配置(仅用于宏智力公司内部测试)

appSoleCode: app 唯一码

defaultBlueNames:默认的可连接蓝牙名称数组

ableDeviceSum: 可以连接的蓝牙设备个数

result: 返回可以连接的设备名

```
-(void)configureBlueNamesWithAppSoleCode:(NSString *)appSoleCode defaultBlueNames:(NSArray *)defaultBlueNames ableDeviceSum:(int)ableDeviceSum result:(void (^)(NSArray*))result;
```

ableDeviceSum: 可以连接的蓝牙设备个数

```
-(void)configureBlueNames:(NSArray *)blueNames ableDeviceSum:(int)deviceSum
```

### 连接蓝牙设备

```
-(void)connectBlue4;
```

### 断开蓝牙设备

```
-(void)disconnectBlue4;
```

**手动测试假连接（假连接定义：当 signal 等于 0，attention 和 meditation 的连续 10 个值不变的时候，认为是假连接，SDK 会断开当前设备的蓝牙连接，再次自动连接）**

```
-(void)testAFalseCon:(BOOL)isTest; //手动测试 A 设备假连接
```

```
-(void)setTestToZero;//取消所有手动测试假连接
```